

お得意様各位

「リサウンド・アレラ」新発売のご案内

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別なるお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

さて、弊社では本年8月16日より、「リサウンド・アレラ」の販売を開始いたします。リサウンド・アレラは、昨年秋発売以来大変好評をいただいております「サラウンド・サウンド」に、新たにウルトラ DFS™、環境適応ノイズトラッカー™II 等、お客様により心地よく、より長くお使いいただくための新機能が追加されました。また、補聴器業界では初の、2,4GHzワイヤレスシステムを採用し、中継器無しに、安定性が高く、クリアな音声を直接補聴器に届けることを可能にしました。

2010年度のレッド・ドットデザイン賞、ユニバーサルデザイン賞を受賞した目立ちにくいコンパクトなボディには、真空槽でナノテックコーティング(撥水加工)が施され、表面だけではなく、内部部品もしっかりと保護します。

リサウンド・アレラは、お使いいただく方のライフスタイルに合わせた豊富なラインナップを取り揃えております。使用する機能は3つ(AL9,AL7,AL5)から、サイズは2つ(60タイプ、61タイプ)からお選びいただけます。

なお、「リサウンド・アレラ」のフィッティングには、Aventa3.0が必要となります。Aventa3.0のCDは、カタログと合わせて8月25日前後にお手元に届く予定です。CDに同送されます「Aventa3.0インストール手順書」をご参照いただき、インストールしていただけます様よろしくお願ひ申し上げます。また、既存の補聴器に関しましては、Aventa3.0ではなく、現在ご使用いただいておりますAventa2.9をお使いください。

「リサウンド・アレラ」の詳細は添付資料をご参照ください。また、本製品に関するお問い合わせは、弊社担当営業までお問合せください。

今後共、弊社製品をご愛顧賜ります様お願ひ申し上げます。

	リサウンド・アレラ
受注開始日	8月9日(月)
出荷開始日	8月16日(月)

謹白

2010年8月吉日
ジーエヌリサウンドジャパン株式会社
代表取締役社長 小野田充利

● 仕様

- ・2 サイズ 10A(60タイプ)/312(61タイプ)
- ・9 色のカラーバリエーション
- ・3 つの価格帯 (AL9、AL7、AL5)
- ・両耳価格設定有り
- ・レシーバーはノーマルパワーとハイパワーの2種類
- ・各器種の指向性、雑音抑制に関する機能差
- ・ワイヤレス対応 (61 タイプのみ)
- ・全種類ナノテックコーティング

● 保証期間

プレミアム保証 (Alera 9 は 2 年間、Alera7 は 1 年間)
 2 年間 + ほっとシステムは全器種共通で付加
 ※ユニイト・ワイヤレスシステムの保証期間は 1 年間

● カラーバリエーション(全 9 色)

スタンダードカラー3色	スペシャルカラー(6色)		
ミディアムブロンド (MBL) ブラック (BK) スターグレー (SG)	ダークグレー (DG) ブラックダークグレー (BDG)	ライトブロンド (LBL) ブラックスターグレー (BSG)	クリーム (CRM) ブラッククリーム (BCM)

● 器種と価格一覧 :

* 補聴器は非課税

タイプ名	販売定価 片耳	販売定価 両耳	タイプ名	販売定価 片耳	販売定価 両耳
AL960	440,000 円	748,000 円	AL961	440,000 円	748,000 円
AL760	280,000 円	476,000 円	AL761	280,000 円	476,000 円
AL560	180,000 円	306,000 円	AL561	180,000 円	306,000 円

ワイヤレスアクセサリ	販売定価(税込)
TV ユナイト™	31,500 円
携帯ユナイト™	31,500 円
リモコンユナイト™	31,500 円
電池 単 6 電池 (2 本入)	オープン

※携帯ユナイト™は 2010 年秋発売予定

以上