

「リサウンド・アレラ」新製品登場のご案内

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別なるお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

さて、弊社では本年 2 月 16 日より、「リサウンド・アレラ」に新たな器種が加わります。新登場の「リサウンド・アレラ 耳あな型」はCIC、ITC、ITEの 3 タイプ共に外マイクになります。また、ハウリングが起りにくい外マイクの構造に加えて、当社独自のウルトラDFS™の採用により、従来の耳あな型に比べて、大幅にハウリングを低減いたします。さらに、新筐体の耳かけ型は、フィッティングソフトにより、ノーマルタイプからパワータイプへの書き換えが可能になりました。この特長はお客様の聴力が将来変化した場合にも対応できる 1 台 2 役の大変便利な機能です。

リサウンド・アレラには新開発のICチップ「リサウンド・レンジ」が搭載されていますので、より一層優れた音質をご堪能いただけます。また、全ての器種は2.4GHzのワイヤレスシステム対応モデルになっています。さらに加えて、ご好評をいただいております汗や湿気に強い撥水加工ナノテックコーティングも全器種に採用し、長寿命と耐久性を可能にしました。

尚、「リサウンド・アレラ 耳あな型、耳かけ型」の受注・出荷日は以下の通りです。

	リサウンド・アレラ
受注開始日	2 月 2 日 (水)
出荷開始日	2 月 16 日 (水)

ご注意:「リサウンド・アレラ」のフィッティングには、Aventa3.1 が必要となります。「リサウンド・アレラ」以外の補聴器に関しましては、Aventa3.1 ではなく、Aventa2.9 をお使いください。

謹白

2011年 2 月 吉日  
ジーエヌリサウンドジャパン株式会社  
代表取締役社長 小野田 充利