

お得意様各位

「マイクユナイト™」新発売のご案内

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別なるお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

さて、弊社では11月1日(火)より、2.4GHzのワイヤレス通信を採用した「ユナイト™ワイヤレスシステム」に新たな器種が加わります。新登場のマイクユナイト™は会話の相手の胸元等に取り付けて使用します。マイクユナイト™はマイクに入力された音声を直接補聴器へと届ける新方式を採用しています。環境騒音が大きい場所での会話や話し相手が離れている場合でも、S/N比の改善により会話が大変聞き取りやすくなります。

弊社では今後共お客様によりご満足いただける商品の開発とサービス向上に努めて参りますので、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。尚、ご不明な点等ございましたら、担当営業までお問い合わせください。

謹白

記

機能	お客様のメリット	具体的な使用例
<ul style="list-style-type: none"><li>● マイクユナイト™を通して入力された音声を直接補聴器に送信</li><li>● 1台のマイクユナイト™に対して、複数台(人)の補聴器と同時接続が可能</li><li>● 外部入力付き(3.5mm ミニジャック)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 騒音に囲まれている場合や会話の相手が少し離れた場所にいる場合でも、会話が聞き取りやすい</li><li>● iPodやテレビの音声を補聴器で楽しむことができる</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 騒音に囲まれている場合 レストランでの会話</li><li>● 少し離れた場所にいる場合 会合・会議での聞き取り</li><li>● 音楽・テレビ鑑賞</li></ul>

マイクユナイト™：希望小売価格 31,500円(税込み)

※対応器種：リサウンド・アレラ(ワイヤレス対応器種)

以上

2011年9月吉日  
ジーエヌリサウンドジャパン株式会社  
代表取締役社長 小野田充利